

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Pik3R3/P55Pik Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q92569

Numero articolo: CM0018875

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit targeting PIK3R3/p55PIK umano. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Riconosce PIK3R3 umano e murino. Ideale per studiare la segnalazione PI3K nelle vie insuliniche e tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	PIK3R3/p55PIK Rabbit pAb
Note/Alias	p55; p55PIK; p55-GAMMA; PIK3R3/p55PIK
Specie	Umana
ID gene (Umano)	8503
ID gene	8503
Immunogeno	Proteina ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-388 di PIK3R3/p55PIK umano
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	Q92569
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Ghiaccio secco