

Anticorpo Monoclonale Anti-Pik3R4/Vps15 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q99570

Numero articolo: CM0011517



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per PIK3R4/VPS15 (p150) umano. Adatto per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso il topo. Utile per la ricerca sull'autofagia e sull'endocitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PIK3R4/VPS15 Rabbit mAb
Note/Alias	p150; VPS15; PIK3R4/VPS15
Specie	Umano
GeneID (Umano)	30849
Immunogeno	Peptide Sintetico; Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1259-1358 di PIK3R4/VPS15 umano (Q99570).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q99570
Peso Proteico	153kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio