

Anticorpo Policlonale Anti-Pik3R4/Vps15 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99570

Numero articolo: CM0023009



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce PIK3R4/VPS15 umano (subunità p150, subunità p150 della PI3-chinasi). Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca su autofagia, traffico endosomiale e segnalazione delle chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PIK3R4/VPS15 Rabbit pAb
Note/Alias	p150; VPS15; PIK3R4/VPS15
Specie	Umana
Gene ID	30849
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-330 di PIK3R4/VPS15 umano (NP_055417.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q99570
Peso proteico	153 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio