

Anticorpo Policlonale Anti-Pikfyve Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q9Y2I7

Numero articolo: CM0025162



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PIKFYVE umano, l'unico enzima di sintesi del PI(3,5)P2. Validato per WB ed ELISA nell'uomo, nel topo e nel ratto. Ideale per ricerche sulla dinamica degli endosomi, sul traffico lisosomiale e sull'ingresso di SARS-CoV-2.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome del prodotto	PIKFYVE Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CFD; FAB1; HEL37; PIP5K; PIP5K3; ZFYVE29; PIKFYVE
Specie	Umano
Gene ID	200576
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 269-545 di PIKFYVE umano (NP_055855.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y2I7
Peso proteico	237kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio