


Anticorpo Policlonale Anti-Pilra Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q9Ukj1

Numero articolo: CM0022506



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a PILRA umano, validato per Western blotting (WB) ed ELISA. Reagisce con mouse e ratto. Ideale per la ricerca sulla regolazione immunitaria, sull'ingresso dell'herpes simplex virus e sui recettori accoppiati.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PILRA Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	FDF03; PILRA
Specie	Umano
GeneID (Umano)	29992
GeneID	29992
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-180 di PILRA umana (NP_840056.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Mouse, Ratto
SWISS	Q9UKJ1
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio