

Anticorpo Policlonale Anti-Pim1 Per Wb Ed Elisa - P11309

Numero articolo: CM0017805



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PIM1 umano, validato per applicazioni di Western blot ed ELISA. Reagisce anche con il ratto. PIM1 è una chinasi proto-oncogenica fondamentale per la sopravvivenza e la proliferazione cellulare. Ideale per la ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PIM1 Rabbit pAb
Note/Alias	PIM; PIM1
Specie	Umano
GeneID (umano)	5292
GeneID	5292
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-313 di PIM1 umano (NP_002639.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	P11309
Peso della proteina	36 kDa
Spedizione	Con borsa refrigerante