

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pim1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P11309

Numero articolo: CM0002886



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-PIM1 validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva la chinasi PIM1 umana, di topo e di ratto, un protooncogene coinvolto nella sopravvivenza e nella proliferazione cellulare, ideale per la ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PIM1 Rabbit mAb
Note/Alias	PIM; PIM1
Specie	Uomo
ID genico (Uomo)	5292
ID genico	5292
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della PIM1 umana (P11309).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P11309
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio