

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pim1 Per Wb & Elisa - P11309

Numero articolo: CM0020573



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la chinasi PIM1 umana, adatto per Western blot ed ELISA. Rileva PIM1 endogeno in campioni umani, di topo e di ratto. Essenziale per la ricerca sul cancro e sulla segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

| Specifica             | Valore                                                                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | PIM1 Rabbit pAb                                                                                                      |
| Note/Alias            | PIM1; PIM; serina/treonina-proteina chinasi pim-1                                                                    |
| Specie                | Umana                                                                                                                |
| ID Gene               | 5292                                                                                                                 |
| Immunogeno            | Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 213-313 di PIM1 umano (NP_002639.1) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                             |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                            |
| Reattività Incrociata | Umana, Topo, Ratto                                                                                                   |
| SWISS                 | P11309                                                                                                               |
| Peso Proteico         | 35kDa/45kDa                                                                                                          |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio                                                                                                    |