

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pim1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P11309

Numero articolo: CM0016734



introduzione

Bersaglia PIM1 umano (36 kDa), una serina/treonina chinasi proto-oncogenica. Immunogeno ricombinante (aa 1-313). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Reattività crociata: umano, topo, ratto. Supporta la ricerca in oncologia e nella segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PIM1 Rabbit pAb
Note/Alias	PIM; PIM1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5292
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-313 di PIM1 umano (NP_001230115.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P11309
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio