


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pim2 Per Wb, Elisa - Q9P1W9

Numero articolo: CM0012074



introduzione

L'anticorpo monoclonale di coniglio PIM2 è validato per WB ed ELISA, riconoscendo PIM2 umano, di topo e di ratto. Ideale per studiare le vie di segnalazione proto-oncogeniche, la sopravvivenza cellulare e la proliferazione nella ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio PIM2
Note/Alias	PIM2; serina/treonina-proteina chinasi pim-2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	11040
GeneID	11040
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 10-120 di PIM2 umano (NP_006866.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9P1W9
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio