


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pim2 Per Wb, Ip, Elisa - Q9P1W9

Numero articolo: CM0007397



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la serina/treonina-protein chinasi PIM2 umana, un proto-oncogene che regola la sopravvivenza e la proliferazione cellulare. Adatto per applicazioni WB, IP ed ELISA. Rileva una banda di circa 34 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-PIM2
Note/Alias	PIM2; serina/treonina-protein chinasi pim-2
Specie	Umana
GeneID (umano)	11040
GeneID	11040
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 della PIM2 umana (Q9P1W9).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9P1W9
Peso della proteina	34 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante