


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pim2 Per Wb, Elisa - Q9P1W9

Numero articolo: CM0019841



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega a PIM2 umano, una chinasi serina/treonina coinvolta nella sopravvivenza e proliferazione cellulare. Adatto per WB ed ELISA con reattività crociata verso umano e topo; ~34kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PIM2 Coniglio pAb
Note/Alias	PIM2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	11040
Gene ID	11040
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 100-200 di PIM2 umano (NP_006866.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9P1W9
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio