

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pim3 Per Wb Ed Elisa - Q86V86

Numero articolo: CM0023431

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio PIM3 validato per Western blot ed ELISA. Mira al PIM3 umano (pim-3), un proto-oncogene chinasi serina/treonina di 36 kDa coinvolto nell'apoptosi e nella tumorigenesi. SWISS Q86V86.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	PIM3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	pim-3; PIM3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	415116
ID Gene	415116
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 247-326 del PIM3 umano (NP_001001852.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q86V86
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio