

Anticorpo Policlonale Anti-Pimreg Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q9BSj6

Numero articolo: CM0021137

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PIMREG validato per WB e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per investigare la regolazione mitotica, la segregazione cromosomica e la progressione del ciclo cellulare in campioni umani, di topo e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PIMREG Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CATS; RCS1; FAM64A; PIMREG
Specie	Umano
GeneID (Umano)	54478
GeneID	54478
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 della PIMREG umana (NP_001182157.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9BSJ6
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio