


Anticorpo Policlonale Anti-Pin1 Per Wb E Elisa - Q9C6B8

Numero articolo: CM0024045



introduzione

Anticorpo policlonale Anti-PIN1 convalidato per WB e ELISA in *Arabidopsis thaliana*. Riconosce la componente 1 del trasportatore di efflusso dell'auxina (PIN1, 67 kDa), supportando gli studi sul trasporto dell'auxina e sullo sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PIN1 Rabbit pAb
Note/Alias	ARABIDOPSIS THALIANA PIN-FORMED 1; ATPIN1; F6D5.2; F6D5_2; PIN-FORMED 1; PIN1
Specie	<i>Arabidopsis thaliana</i>
GeneID	843693
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 391-480 di PIN1 di <i>Arabidopsis thaliana</i> (NP_177500.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	<i>Arabidopsis thaliana</i>
SWISS	Q9C6B8
Peso proteico	67kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio