


Anticorpo Policlonale Anti-Pin1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13526

Numero articolo: CM0013303



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Pin1 umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva Pin1 in umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla regolazione del ciclo cellulare, l'attività isomerasica e la trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Pin1 pAb coniglio
Note/Alias	DOD; UBL5; Pin1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5300
Gene ID	5300
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-163 di Pin1 umano (NP_006212.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q13526
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio