

Pab Di Coniglio Anti-Pin4 (Par14/Par17) Per Wb E Elisa - Q9Y237

Numero articolo: CM0023889



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting PIN4 umana (Par14/Par17). Validato per Western blotting (WB) e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla biogenesi dei ribosomi e sul legame al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome prodotto	PIN4 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	EPVH; PAR14; PAR17; hEPVH; hPar14; hPar17; PIN4
Specie	Uomo
Gene ID	5303
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-156 della PIN4 umana (NP_006214.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y237
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio