


Anticorpo Policlonale Anti-Pink1 (Coniglio) Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Bxm7

Numero articolo: CM0030224



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira alla chinasi PINK1 umana; validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA in umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla mitofagia, sul controllo di qualità mitocondriale e sulla malattia di Parkinson.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PINK1 Coniglio pAb
Note/Alias	BRPK; PARK6; PINK1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	65018
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 282-581 di PINK1 umano (NP_115785.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BXM7
Peso Proteico	63kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio