

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pip4K2A Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P48426

Numero articolo: CM0027094



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PIP4K2A umano, validato per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo, ratto. Prende di mira la fosfatidilinositolo 5-fosfato 4-chinasi di tipo 2 alfa, una chinasi coinvolta nella segnalazione dei fosfoinositidi e nell'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PIP4K2A Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	PIPK; PI5P4KA; PIP5K2A; PIP5KIIA; PIP5KII-alfa; PIP4K2A
Specie	Umana
GeneID (umano)	5305
GeneID	5305
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-350 di PIP4K2A umano (NP_005019.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P48426
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio