


Anticorpo Policlonale Anti-Pip4K2B Per Wb, Elisa - P78356

Numero articolo: CM0027187



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la fosfatidilinositolo 5-fosfato 4-chinasi di tipo-2 beta umana (PIP4K2B), validato per WB ed ELISA, adatto per lo studio del metabolismo dei fosfoinositidi e della segnalazione insulinica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PIP4K2B pAb di Coniglio
Note/Alias	PI5P4KB; PIP5K2B; PIP5KIIB; PIP5P4KB; PIP5KIibeta; PIP4K2B
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8396
ID Gene	8396
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 di PIP4K2B umano (NP_003550.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P78356
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio