


Anticorpo Monoclonale Anti-Pist/Gopc Per Wb - Q9Hd26

Numero articolo: CM0003275



introduzione

Anticorpo monoclonale Anti-PIST/GOPC per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Validato per campioni umani, murini e di ratto. Bersaglio della proteina PIST/GOPC (Q9HD26). Ideale per studi sul traffico intracellulare e sulla degradazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PIST/GOPC Rabbit mAb
Note/Alias	CAL; FIG; PIST; GOPC1; dj94G16.2; PIST/GOPC
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	57120
Gene ID	57120
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di PIST/GOPC umano (Q9HD26)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9HD26
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio