


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pist/Gopc Per Wb, Elisa - Q9Hd26

Numero articolo: CM0029764



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina GOPC (PIST/CAL/FIG) umana per applicazioni WB e ELISA. Rileva una banda di 51kDa in campioni di uomo, topo e ratto. Adatto per studi sul traffico intracellulare e sulla degradazione dei recettori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PIST/GOPC Rabbit pAb
Note/Alias	CAL; FIG; PIST; GOPC1; dj94G16.2; PIST/GOPC
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	57120
GeneID	57120
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 195-454 di PIST/PIST/GOPC umano (NP_001017408.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9HD26
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio