


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pitpna Per Wb, If/Icc, Elisa - Q00169

Numero articolo: CM0013938



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio purificato per affinità, diretto contro PITPNA umano. Validato per WB, IF/ICC ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. PITPNA è una proteina di trasferimento lipidico fondamentale per il trasporto e la segnalazione di PI/PC a livello di membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PITPNA Rabbit pAb
Note/Alias	PITPN; VIB1A; HEL-S-36; PI-TPalpha; PITPNA
Specie	Umano
ID genico (umano)	5306
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 211-270 di PITPNA umano (NP_006215.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q00169
Peso della proteina	32 kDa
Spedizione	Con borsa refrigerante