


Anticorpo Policlonale Anti-Pitpnm1 Per Wb, Elisa - 000562

Numero articolo: CM0016929



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting al PITPNM1 umano. Validato per WB ed ELISA, cross-reagisce con umano, topo e ratto. PITPNM1 è una proteina di trasferimento del fosfatidilinositolo essenziale per il traffico di membrana e la segnalazione. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PITPNM1 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	Rd9; NIR2; RDGB; DRES9; RDGB1; RDGBA; PITPNM; RDGBA1; PITPNM1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9600
GeneID	9600
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 110-190 del PITPNM1 umano (NP_004901.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O00562
Peso proteico	135kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio