


Anticorpo Monoclonale Anti-Pitrm1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q5Jrx3

Numero articolo: CM0006914



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-PITRM1 validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce con PITRM1 umano e murino, una presequenza proteasi mitocondriale (~117 kDa) coinvolta nella degradazione peptidica e nella neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PITRM1 Rabbit mAb
Note/Alias	MP1; PreP; SCAR30; PITRM1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10531
GeneID	10531
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q5JRX3
Peso proteico	117kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio