

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Contro Pituitary Homeobox 2 (Pitx2) Per Wb, Elisa - Q99697

Numero articolo: CM0006876



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro il fattore di trascrizione umano PITX2, convalidato per applicazioni Western blot e ELISA. Ideale per ricerche sulla biologia dello sviluppo, l'asimmetria sinistra-destra e le mutazioni patologiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	Pituitary homeobox 2 (PITX2) Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	RS, RGS, ARP1, Brx1, IDG2, IGDS, IHG2, PTX2, RIEG, ASGD4, IGDS2, IRID2, Otlx2, RIEG1, Pituitary homeobox 2 (PITX2)
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5308
GeneID	5308
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del Pituitary homeobox 2 (PITX2) umano (NP_700475.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q99697
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio