

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pitx2 (Pituitary Homeobox 2) Per Wb, Elisa - Q99697

Numero articolo: CM0018941



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PITX2 umano (Q99697), validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della miogenesi, dell'asimmetria sinistra-destra e dell'anomalia di Peters.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Pituitary homeobox 2 (PITX2) Rabbit pAb
Note/Alias	RS; RGS; ARP1; Brx1; IDG2; IGDS; IHG2; PTX2; RIEG; ASGD4; IGDS2; IRID2; Otlx2; RIEG1; Pituitary homeobox 2 (PITX2)
Specie	Umana
GeneID	5308
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 del PITX2 umano (NP_000316.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q99697
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio