

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pitx3 Per Wb, Elisa - 075364

Numero articolo: CM0003167

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio PITX3 validato per Western blot ed ELISA, reagente con umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sullo sviluppo dei neuroni dopaminergici e sulla differenziazione del cristallino.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio PITX3
Note/Alias	ASMD; ASOD; PTX3; ASGD1; CTPP4; CTRCT11; PITX3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5309
GeneID	5309
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di PITX3 umano (075364).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	075364
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio