


Anticorpo Monoclonale Anti-Piwil1 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q96J94

Numero articolo: CM0011057



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro PIWIL1 umano (HIWI, MIWI). Convalidato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sul silenziamento delle cellule germinali e dei trasposoni.

[Ulteriori informazioni](#)

Attributo	Dettagli
Nome Prodotto	PIWIL1 Rabbit mAb
Note/Alias	HIWI; MIWI; PIWI; CT80.1; PIWIL1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9271
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 700-800 di PIWIL1 umano (Q96J94).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q96J94
Peso Proteico	99kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio