

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Piwil2 Per Wb Ed Elisa - Q8Tc59

Numero articolo: CM0025190



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PIWIL2 validato per Western blot ed ELISA, reagisce in modo incrociato con il topo. Ideale per la ricerca sul pathway piRNA, spermatogenesi e integrità della linea germinale. UniProt Q8TC59.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb Coniglio PIWIL2
Note/Alias	CT80; HILL; mili; PIWIL1L; PIWIL2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55124
GeneID	55124
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di PIWIL2 umano (Q8TC59).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q8TC59
Peso Proteico	110kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio