

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pjvk Per Wb, Elisa - Q0Zlh3

Numero articolo: CM0007220

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-PJVK validato per WB ed ELISA. Targetizza la pejvachina umana (DFNB59), una proteina associata ai perossisomi essenziale per la protezione dell'udito dai danni indotti dal rumore.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PJVK Rabbit mAb
Note/alias	DFNB59; PJVK
Specie	Umano
GeneID	494513
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 290-352 della PJVK umana (NP_001036167.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q0ZLH3
Peso della proteina	40 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante