

Anticorpo Monoclonale Anti-Pjvk Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q0Zlh3

Numero articolo: CM0007198

introduzione

Anticorpo Monoclonale Anti-PJVK di Coniglio validato per WB ed ELISA. Riconosce la pejvakin umana (40 kDa), una proteina perossisomiale che protegge le cellule ciliate uditive dai danni indotti dal rumore. Adatto per la ricerca sulla perdita dell'udito.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio anti-PJVK
Note/Alias	DFNB59; PJVK
Specie	Umano
GeneID (umano)	494513
GeneID	494513
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 290-352 della PJVK umana (NP_001036167.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q0ZLH3
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio