


Anticorpo Monoclonale Anti-Pka C-Alfa (Prkaca) (Validato Mediante Kd) Per Wb, Elisa - P17612

Numero articolo: CM0007608



introduzione

Anticorpo monoclonale murino anti-PKA C-alfa (PRKACA), validato mediante KD, per WB/ELISA. Reagisce con antigeni umani, murini e di ratto. Riconosce la subunità catalitica da 41 kDa della chinasi cAMP-dipendente. Adatto allo sviluppo di saggi IVD e alla ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato mediante KD] mAb murino PKA C-alfa (PRKACA)
Note/alias	CAFD1; PKACA; PPNAD4; [Validato mediante KD] PKA C-alfa (PRKACA)
Specie	Umano
GeneID	5566
Immunogeno	Proteina ricombinante della PKA C-alfa (PRKACA) umana
Origine	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P17612
Peso della proteina	41 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante