


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pka C-Alfa (Prkaca) Per Wb, If/Icc, Elisa - P17612

Numero articolo: CM0016079



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PKA C-alfa (PRKACA). Validato per WB, IF/ICC, ELISA in uomo, topo e ratto. Adatto per studi sulla segnalazione cAMP e sulla fosforilazione delle chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PKA C-alfa (PRKACA) Rabbit pAb
Note/Alias	CAFD1; PKACA; PPNAD4; PKA C-alfa (PRKACA)
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5566
GeneID	5566
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-351 della PKA C-alfa (PRKACA) umana (NP_002721.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P17612
Peso proteico	41 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio