


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pka C-Alfa Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P17612

Numero articolo: CM0011889



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante contro PKA C-alfa (PRKACA), validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per studiare la segnalazione cAMP, il cancro e la funzione piastrinica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KD Validated] PKA C-alpha Rabbit mAb
Note/Alias	CAFD1; PKACA; PPNAD4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5566
ID Gene	5566
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-351 della PKA C-alfa umana (PRKACA) (NP_002721.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P17612
Peso Proteico	41 kDa/40 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio