

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pka C-Beta (Prkacb) Per Wb - P22694

Numero articolo: CM0007616

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità diretto contro la PKA C-beta (PRKACB) umana. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con proteine umane, murine e di ratto. Ideale per lo studio della segnalazione cAMP e della funzione delle chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-PKA C-beta (PRKACB)
Note/alias	CAFD2; PKA C-beta (PRKACB)
Specie	Uomo
GenID (umano)	5567
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 251-351 della PKA C-beta (PRKACB) umana
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P22694
Peso della proteina	41 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante