

Anti-Pka C-Beta (Prkacb) Anticorpo Policlonale Da Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P22694

Numero articolo: CM0027759

introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio che targeting la subunità catalitica beta della proteina chinasi dipendente da cAMP umana (PRKACB) validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Utile per la ricerca sulla segnalazione cAMP e sulle chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PKA C-beta (PRKACB) Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CAFD2; PKACB; PKA C-beta; PKA C-beta (PRKACB)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5567
GeneID	5567
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 250-351 del PKA C-beta umano (PRKACB) (NP_002722.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P22694
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio