

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pka Rii α (Prkar2A) Per Wb, Elisa - P13861

Numero articolo: CM0009398



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro la subunità regolatoria alfa del tipo II della protein chinasi dipendente da cAMP umana (PRKAR2A). Adatto per WB e ELISA, reagisce specificamente con la PRKAR2A umana. Ideale per la ricerca sulla segnalazione del cAMP.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PKA RII α (PRKAR2A) Rabbit mAb
Note/Alias	PKR2; PKA RII α (PRKAR2A)
Specie	Umana
GeneID	5576
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 312-404 della PKA RII α umana (PRKAR2A) (P13861)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P13861
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio