


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Pkac α Per Wb E Elisa - P17612

Numero articolo: CM0022591



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro PKAC α umano (PRKACA), convalidato per Western blot e ELISA. Reagisce con campioni di origine umana, murine e ratto. Adatto per lo studio della segnalazione cAMP, dell'attività chinasi e delle vie di segnalazione correlate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PKAC α Rabbit pAb
Note/Alias	PRKACA, PKACA, PPNAD4, subunità catalitica alfa della proteina chinasi dipendente da cAMP, PKAC α
Specie	Uomo
GeneID	5566 (Uomo)
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 251-351 di PKAC α umano (NP_002721.1).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P17612
Peso proteico	39kDa/40kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio