

Anticorpo Monoclonale Anti-Pkc Alfa + Beta + Gamma Per Wb, Elisa - P05771 / P17252 / P05129 / Q02156

Numero articolo: CM0006327



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro PKC alfa, beta e gamma. Adatto per WB ed ELISA. Reagisce con le specie umana, murina e di ratto. Ideale per lo studio della segnalazione della protein chinasi C, con un design dell'immunogeno conservato che garantisce un ampio riconoscimento degli isoforme.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	PKC alfa + beta + gamma mAb di Coniglio
Note/Alias	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; PKC alfa + beta + gamma
Specie	Umana
GeneID (Umano)	5578/5579/5582/5581
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 300-500 di PKC alfa + beta + gamma umana (NP_002728.2/NP_002729.2/NP_002730.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Murina, Ratto
SWISS	P05771/P17252/P05129/Q02156
Peso Proteico	78kDa
Spedizione	Sacca refrigerante