


Anticorpo Monoclonale Anti-Pkc Alfa Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P17252

Numero articolo: CM0002485



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la PKC alfa umana (P17252). Validato in WB, IHC-P, IP, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione cellulare, del cancro e della biologia cardiaca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio anti-PKC alfa
Note/Alias	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; PKC alfa
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5578
GeneID	5578
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 573-672 della PKC alfa umana (P17252).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P17252
Peso Proteico	77kDa
Spedizione	Sacca refrigerante