

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pkc Alfa Per Wb/Elisa - P17252

Numero articolo: CM0007148



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità diretto contro la PKC alfa umana. Validato per WB ed ELISA, presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul cancro, sull'ipertrofia cardiaca e sulla segnalazione cellulare. ~77 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-PKC alfa
Note/Alias	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; PKC alpha
Specie	Uomo
GeneID (umano)	5578
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 della PKC alfa umana. (NP_002728.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P17252
Peso della proteina	77 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio