


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pkc Alfa Per Wb, Elisa - P17252

Numero articolo: CM0018711



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PKC alfa per WB ed ELISA. Convalidato su umano, topo, ratto. Riconosce una proteina di 77kDa. Ideale per studiare la segnalazione chinasica nella ricerca sul cancro, cardiovascolare e immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb Coniglio PKC alfa
Note/Alias	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; PKC alfa
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5578
ID Gene	5578
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 573-672 della PKC alfa umana (NP_002728.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P17252
Peso Proteico	77kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio