


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pkc Alfa Per Wb, Ihc-P, Elisa - P17252

Numero articolo: CM0014016



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la PKC alfa umana, validato per Western blot, IHC-P e ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione cellulare, il cancro e la biologia cardiovascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio PKC alfa
Note/Alias	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; PKC alfa
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5578
GeneID	5578
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 573-672 della PKC alfa umana (NP_002728.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P17252
Peso Proteico	77kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio