


Polymab® Coniglio Anti-Pkc Alpha Per Wb E Elisa - P17252

Numero articolo: CM0007064



introduzione

Anticorpo monoclonale ad alta specificità che bersaglia PKC alpha umano, validato per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per segnalazione cellulare, ricerca sul cancro e studi sulle chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PKC alpha PolymAb® di coniglio
Annotazioni/Alias	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5578
GeneID	5578
Immunogeno	Proteina ricombinante di PKC alpha umano.
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P17252
Peso proteico	77 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio