

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pkc-Beta Per Wb, Ihc-P, Elisa - P05771

Numero articolo: CM0006653



introduzione

Offerto da CamelBio, questo anticorpo monoclonale di coniglio contro PKC-beta (PRKCB) è validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto, rendendolo ideale per studiare l'attivazione delle cellule B, l'apoptosi e la segnalazione dell'insulina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio PKC-beta
Note/Alias	PKCB; PRKCB1; PRKCB2; PKCI(2); PKCbeta; PKC-beta
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5579
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 260-340 della PKC-beta umana (NP_997700.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P05771
Peso Proteico	77kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio