

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pkc-Beta Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05771

Numero articolo: CM0015583



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PKC-beta umana (PRKCB). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per ricerca su trasduzione del segnale, cancro e immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	pAb di coniglio anti PKC-beta
Osservazioni/Alias	PKCB; PRKCB1; PRKCB2; PKCI(2); PKCbeta; PKC-beta
Specie	Umano
GenelD (Umano)	5579
GenelD	5579
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 260-340 della PKC-beta umana (NP_997700.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P05771
Peso Proteico	77kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio