


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Pkc Delta Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q05655

Numero articolo: CM0010260



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio che si lega a PKC delta umano (Q05655). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con mouse e ratto. Adatto per la ricerca sull'apoptosi e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PKC delta Rabbit mAb
Note/Alias	MAY1; PKCD; ALPS3; CVID9; nPKC-delta; PKC delta
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5580
GeneID	5580
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 547-653 di PKC delta umano (Q05655)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q05655
Peso proteico	78 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio