


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pkc Epsilon Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q02156

Numero articolo: CM0019960



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro PKC epsilon (PKCE/nPKC-epsilon). Validato per WB, IHC-P, ELISA e reattivo su campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio dell'adesione cellulare, della migrazione, dell'invasione tumorale e della risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-PKC epsilon
Note/alias	PKCE; nPKC-epsilon; PKC epsilon
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	5581
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 488-737 della PKC epsilon umana (NP_005391.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q02156
Peso della proteina	84 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante