


Anticorpo Monoclonale Anti-Pkc Gamma Per Wb - P05129

Numero articolo: CM0005851



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità che targeting PKC gamma umano, validato per Western blot e ELISA. Cross-reagisce con topo e ratto. Uno strumento prezioso per la ricerca sulla segnalazione neuronale, plasticità sinaptica, dolore e neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PKC gamma Rabbit mAb
Note/Alias	PKCC; PKCG; SCA14; PKCI(3); PKCgamma; PKC-gamma; PKC gamma
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5582
Gene ID	5582
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 604-697 di PKC gamma umano (P05129)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P05129
Peso proteico	78kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio